

GLIDESCOPE®

ビデオ喉頭鏡アクセサリ

Designed for 1st Pass Success



GlideRite® Rigid Stylet グライドライト スタイルレット

- 特許の GlideScope® ブレード角度に合わせてデザインされており、気管内チューブ (ETT) の挿入がより確実に行えます。
- 適度な弾性で独特なカーブを保ち、挿管がしやすくなっています。
- 先端が球状ですので、患者様への損傷を軽減できます。

GlideScope® システム専用デザインされており、挿管による患者様の負担を軽減します。

- ブレード GVL® 4(大)と 3(中)に適しています。
- GlideScope® Ranger にも適しています。
- 内径 6 mm 以上の ETT にお使い下さい。



便利でコスト効率が高い

- 使いやすく、トレーニングも簡単
- 丈夫なステンレス製で再使用が可能
- オートクレーブ可能で、簡単にクリーニングと消毒が可能
- 有効期限: オートクレーブ250回または使用開始から1年
- 本品は未滅菌状態で出荷されます。



GlideRite® Rigid Stylet 参考文献: Turkstra, TP, Harle, CC, Armstrong, KP; The GlideScope®-specific rigid stylet and standard malleable stylet are equally effective for GlideScope® use; Canadian Journal of Anesthesia; 2007; 54: 11: 891-6
GlideScope® 参考文献: Cooper, RM; Cardiothoracic Anesthesia, Respiration and Airway; Early clinical experience with a new video laryngoscope (GlideScope®) in 728 patients. Canadian Journal of Anesthesia. 2005; 52: 2: 191-198.

**VERATHON
MEDICAL**

GlideScope®, GVL®, GlideRite®, Verathon®, Verathon Medical® は、米国およびその他の国の Verathon Inc. の登録商標または商標です。
All rights reserved.
Copyright © 2009 by Verathon Inc.
0900-2819-00-86

届出番号 13B2X00084000001

製品の的外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ベラソン メディカル株式会社
〒106-0041 東京都港区麻布台 1丁目4番3号
エグゼクティブタワー麻布台7F
TEL: 03-3560-3501 FAX: 03-3560-3502
www.verathon.com